

Vysokoteplotní skříň na dezinfekci nástrojů



Před použitím si, prosím, přečtěte tento návod k použití

Vlastnosti produktu

Tento produkt využívá dezinfekci na dálku infračerveným zářením, která vykazuje své výhody rychlé, vysoké účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti. Může se použít na dezinfekci materiálů odolných vůči vysoké teplotě (jako jsou: nůžky a jiné kovové předměty, skleněné lahve a jiné nádoby). Produkt není vhodný pro bavlnu, plasty, papír a jinou vysokoteplotní dezinfekci nebo hořlavé zboží.

Technické parametry

Kapacita (12L) Napětí (220V) Výkon (1000W) Frekvence (50Hz)

Pokyny:

1. Odstraňte veškeré příslušenství a obaly z dezinfekční skříňky;
2. Vyčistěte stojan a talíř teplou vodou, otřete vnitřek dezinfekční skříňky měkkým a vlhkým hadříkem namočeným v saponátu a po použití počkejte, až vše uschne;

3. V okolí dezinfekčních skříněk by měl být vyhrazen dostatek místa, aby se zajistilo, že povrch od ostatních předmětů je ve vzdálenosti alespoň 10 cm, nahoru nelze nic umístit.

Upozornění

- ① Při prvním použití by měla být teplota nastavena na nejvyšší teplotu, přehřátá na 15 minut, aby se odstranily zbytkové olejové výpary. Při prvním použití je vůně normální, protože tepelná trubice je potažena ochrannou fólií, aby se zabránilo jejímu poškození během přepravy.
- ② V tomto procesu dojde ke zhasnutí dezinfekční trubice, což je normální jev, protože skříň dosáhne nastavené teploty po automatické izolaci (zhasne dezinfekční trubice), když se teplota uvnitř skříňky opět obnoví.
- ③ Mezera u dvířek je nastavena pro vnitřní odvod tepla dezinfekční skříňky a je normální.

Nastavení času

Časovač: 0-30 minut lze nastavit na maximálně 30 minut. Otočte časovač ve směru hodinových ručiček do požadované polohy. Po uplynutí nastaveného času uslyšíte zvonek a dezinfekční skříňka automaticky přeruší napájení.

Nastavení teploty

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, sterilizátor poskytuje čtyři různé možnosti modulace teploty mezi 100-250 stupni, které mohou kontrolovat teplotu dezinfekce.

Pozor: když je dezinfekční skříň v provozním stavu a po skončení pracovní doby, je vnitřní dezinfekce trubice přísně zakázána, jelikož venkovní povrchová teplota může být velmi vysoká. Nedotýkejte se.