

Chiropraktický aktivátor HMact HMS002

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRINCIP FUNGOVÁNÍ:

Nárazový proces ručního masážního přístroje je proces vytváření nárazové síly uvolněním potenciální elastické energie, kterou poskytuje tlačná pružina. A díky výše uvedené nárazové síle a lidské kostře jako prostředku k dosažení rezonance můžete dosáhnout lepšího masážního účinku.

PARAMETRY PRODUKTU:

Název produktu: Chiropraktický aktivátor s vyměnitelnými hliníkovými hlavicemi
Model výrobku: HMS001 (s jednou hlavou), HMS002 (čtyři hlavy).
Záruka na výrobek 2 roky
Referenční síla: 1. stupeň 50 N, 2. stupeň 100 N, 3. stupeň 150 N, 4. stupeň 200 N, 5. stupeň 250 N, 6. stupeň 280 N.
Materiál výrobku: Hmotnost výrobku: 0,3 KG.
Hmotnost balení: HMS001 Hmotnost 0,8 KG, HMS002 Hmotnost 1,1 KG.



Manuální masážní přístroj se šesti stupni (jedna hlava)



Manuální masážní přístroj se šesti stupni (čtyři hlavice)



SPÔSOB POUŽITÍ:

1. Najdšte vhodné místo pro ošetření, vyberte vhodnou masážní hlavici a nastavte úroveň masáže na požadovanou sílu.
2. Rukojeť masážního přístroje položte do dlaně a gumovou hlavici na ošetřovanou oblast.
3. Stiskněte dlaň směrem dolů, zatlačte na pozici hrbolků a stiskněte masér.
4. Táhněte píst ohnutým prstem dopředu a dozadu směrem k dlani.

ZÁLEŽITOSTI VYŽADUJÍCÍ POZOR:

1. Během používání není povolen žádný nárazový vzduch. Bod dotyku musí být přes gumovou hlavici.
2. Nepoužívejte jej nepřetržitě příliš dlouho, abyste neměli vliv na životnost výrobku.
3. Tento výrobek má zabudované mazivo, není třeba přidávat další maziva.

ZÁRUČNÍ LIST PO PRODEJI

Vážení uživatelé:

Děkujeme, že jste si zakoupili manuální chiropraktickou pomůcku. Abychom vám mohli lépe sloužit, po zakoupení přístroje si pečlivě přečtěte, vyplňte a řádně uschovejte tento záruční list. Tento záruční list zaručuje bezplatný záruční servis pouze ve stanovené době a za stanovených podmínek. Záležitosti údržby a další dotazy po uplynutí záruky konzultujte s kupujícím.

Záruční doba: 2 roky

Název výrobku / model:

Prodávající společnost:

Telefonní číslo:

Datum údržby	Závady a obsah údržby	Zaměstnanci údržby

Poznámka: Před servisem výrobku kontaktujte pracovníky zákaznického servisu, aby společnost mohla co nejdříve zajistit údržbu. Doporučuje se, aby společnost měla právo na konečný výklad a změnu této záruky.