

# 105mm

## Derma Pen (Nabíjecí model)

### Specifikace

- Účel**  
Přístroj pro aplikaci mikro-jehlové terapie vibrací.
- Způsob použití**  
Zařízení pro vpichování léků nebo kosmetických nosičů pronikajících přes kůži s mikro-jehlou vedenou mezi a zasunutými polohami.
- Klasifikace**
  - Typ ochrany před úrazem elektrickým proudem: Zařízení třídy II
  - Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem: Plovoucí aplikovaná část
  - Stupeň ochrany proti vniknutí vody: Běžné zařízení (IPX0)
  - Režim provozu: Nepřetržitý provoz
- Specifikace**
  - Název výrobku: Elektrické pero Derma Stamp
  - Název modelu:
  - Adaptér: 6V - 300MA
  - 2 ks lithiové baterie
  - Rozměry: 14,7x 3,1cm
  - Dárková krabice: 18,5x15,5x5,5cm
  - Jedna souprava: 1 Derma Pen + 2 Zásobníky na jehly



### Složení

- Tělo
- Adaptér (110/220 V)
- Jehla (volitelná)

**Název dílů:** Zásobník na jehly, Instalace zásobníku jehly, Úprava délky jehly, Připojení adaptéru, Nastavení rychlosti, ZAP/VYP

### Jak obsluhovat

#### 1. Nastavení

Ujistěte se, že jste zařízení nabíjeli alespoň 1 hodinu. Baterie je plně nabitá, když se na adaptéru rozsvítí zelené světlo.

2 ks lithiové baterie



#### 2. Příprava

- Vyndejte jehlu ve sterilním obalu.
- Vložení pera s kulatými štěrbinami do napájecí skříňky zatlačte zásobník jehly vodorovně až na doraz.
- Uzamkněte zásobník otočením proti směru hodinových ručiček.
- Nastavení délky jehly by se mělo provést po zapnutí přístroje.
- Pokud chcete vyndat zásobník na jehly, otočte ho ve směru hodinových ručiček a vytlačte ho vodorovně.

#### 3. Nastavení rychlosti a délky jehly

- ZAP / VYP a nastavení rychlosti**  
Pokud stisknete tlačítko napájení na 2 sekundy, přístroj se spustí a světlo kontrolky se změní na žlutou, při krátkém stisknutí tlačítka se zvýší rychlost pohybu jehly. Rychlost si můžete ověřit blikáním LED kontrolky v barech: červené - sytě červené - fialové - modré barvě.

# 140mm

# 210mm

#### 2) Nastavení délky jehly

Délku jehly můžete upravit otáčením nastavovacího kroužku ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Otočením ve směru hodinových ručiček se její délka prodlouží. Otočením proti směru hodinových ručiček se její délka zkrátí. Proti směru hodinových ručiček Ve směru hodinových ručiček Její délka se zkrátí. Její délka se prodlouží.

Od 0.25 do 2.00 (mm)

#### 3) Jiná délka jehly vyžaduje jiný způsob použití

Metoda použití o velikosti 0,25, 0,30, 0,50 mm je: v kůži pro kruhové ošetření.  
Metoda použití u velikostí nad 1,00 mm (1,00, 1,50, 2,00 mm) je: jako s použitím razítkovacího válečku (razítka na kůži)

#### Jak používat

- ZAPNOUT / VYPNOUT:** Dlouze stiskněte



- Nastavení rychlosti:** Po stisknutí tlačítka se změní nová rychlost a nová barva



Barva: Žlutá / Světle červená / Tmavě červená / Fialová / Modrá



### Bezpečnostní opatření

Před použitím si, prosím, přečtěte pokyny a postupujte podle popisu.

Použití není vhodné u lidí:

- Kteří mají akutní onemocnění
- Kteří mají alergii a hemofilii
- Kteří mají melanózu obličeje
- Kteří mají horečku
- Kteří pravidelně navštěvují nemocnici
- Kteří užívají léky
- Kteří mají méně než 12 let

Nepoužívejte ho v blízkosti místa s vysokou teplotou, prachem nebo vlhkostí (v blízkosti zvlhčovače).

Může to způsobit poruchu.

Neopravujte, nerozebírejte a ani neupravujte ovladač a tělo (pokud to není uvedeno v naší firemní příručce).

Může to způsobit poruchu.

Nedotýkejte se zařízení a neodpojujte napájecí kabely mokřými rukama.

Může to způsobit úraz elektrickým proudem.

Nepoužívejte odizolovanou nebo popraskanou šňůru.

Může to způsobit požár (určitě ji vyměňte za jinou).

Nepoužívejte popraskanou šňůru, která má praskliny nebo zářezy.

Může způsobit škrábance na kůži.

Když ho nebudete delší dobu používat, odpojte ho ze zásuvky

Přístroj určitě prohlédněte a odzkoušejte. Pokud se zjistí nějaké problémy, dejte ho opravit.

Nikdo jiný než operátor se ho nemůže dotknout.

Může to způsobit nehody nebo poruchy.

# 转单黑