

Kosmetický elektrokoagulátor Elegante 870

M-870



Představení odstraňování skvrn

Účel: rozbít melanin

Úvod do provozu	
Příslušenství	Pero na odstraňování skvrn
Způsob provozu	1. Zapněte hlavní vypínač, abyste nastavili knoflík intenzity na mírný režim, vyzkoušejte, zda nedostanete elektrický šok listy nebo mýdlem. 2. Odstranění skvrny nebo mateřského znaménka: přiložte elektroakupunkturní jehlu na místo skvrny a pohybujte vodorovně. Je vidět, že melanin po zavedení elektroakupunkturní jehly zčerná a odpadne. Malý a světlý bod lze odstranit najednou; jinak to je potřeba přeléčit 2-3x. 3. Po zákroku se nedotýkejte vody. Naneste na ránu trochu protizánětlivého léku
Působnost	Chloasma, spálení od slunce, pihy, stařecké skvrny, tetování atd.

Bezpečnostní opatření

Před použitím si zapamatujte tyto pokyny a způsob provozu.

- Pokud se během používání cítíte nepříjemně nebo zjistíte něco neobvyklého, okamžitě vypněte napájení a přestaňte ho používat.

- Prosím, nepoužívejte ho u kojenců a umístěte ho na místa, která nejsou pro kojence snadno dostupná.

- Výrobek nesmí rozebírat a upravovat nikdo, kromě našeho technického personálu.

- Po použití vždy vytáhněte zástrčku

- Neuchovávejte ho na následujících místech.

① Místa, která jsou snadno dostupná větru, dešti a místa, kde se snadno hromadí voda.

② Místa, kde se používá oheň, jiná místa s vysokou teplotou

③ Vlhká a prašná místa

- Nepoškozujte napájecí kabel, ani ho neupravujte. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě ho vyměňte.

- Při používání dodržujte předepsané napětí přístroje. Jinak to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Voda vnikající do ovládacího panelu produktu může způsobit zásah elektrickým proudem a zkrat. Okamžitě ho přestaňte používat a kontaktujte odborníka, aby ho zkontroloval.

- Když se nepoužívá, nejprve vypněte hlavní jednotku a poté vypněte napájení. Ujistěte se, že jste vytáhli zástrčku. Zároveň vyčistěte příslušenství.

- Když ho začnete používat, nenastavujte příliš vysokou intenzitu. Používejte ho od nízké intenzity.

- Pokud kůže zčervená nebo svědí, přestaňte ho používat, abyste zjistili příčinu.

① Aby nedošlo k poškození přístroje, není dovoleno do něj tlouci, nebo ho nechat silně spadnout na podlahu.

② Při používání přístroje se příslušenství nesmí nacházet příliš blízko oka ani nesmí procházet přes oční bulvu. Těhotné ženy a pacienti se srdečním onemocněním přístroj používat nesmí