

Návod k použití

Ultrazvukový masážní přístroj



Obsah

1. Úvod

1.1 Informace o tomto návodu

2. Obsah dodávky a struktura

2.1 Obsah balení

2.2 Údržba a montáž

2.3 Technické údaje

2.4 Účel použití

2.5 Použití

2.6 Bezpečnostní pokyny

3. Řešení problémů

3.1 Likvidace

1.

Úvod

Vážený zákazníku!

Děkujeme Vám, že jste se při výběru přístroje pro kosmetické ošetřování nebo komponent vybavy rozhodli pro naše produkty.

Náš tým důsledně zkontroloval kvalitu všech produktů ještě před jejich vydáním.

Rádi bychom Vás upozornili, že na všechny naše produkty se vztahuje dvouletá záruka. Vaše faktura slouží jako záruční list.

Pokud si přejete další informace nebo pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na náš tým. Vašemu požadavku se budeme věnovat okamžitě.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické úpravy přístrojů bez předchozího oznámení.

S pozdravem

1.1 Informace o tomto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními zařízeními. Přesto je však potřeba, abyste si pozorně přečetli tento návod a výrobek používali pouze způsobem, který je v něm popsán. Předejdete tím neúmyslným zraněním nebo škodám.

Uchovejte tento návod pro další použití.

Pokud výrobek předáváte jinému uživateli, musíte mu spolu s výrobkem předat i tento návod.

Symboly:



Tento symbol vás upozorňuje
na nebezpečí poranění.



Tento symbol vás upozorňuje
na nebezpečí poranění elektrickým proudem.

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na možná vážná poranění a ohrožení života.

Výstražné slovo **VÝSTRAHA** upozorňuje na možná poranění a vážné věcné škody.

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na možná lehčí poranění nebo poškození.

2. Obsah dodávky a struktura

2.1 Obsah balení

Tento ultrazvukový přístroj má 2 ultrazvukové hlavice, jednu pro oblast kolem očí nebo obtížně přístupných oblastí a jednu pro větší plochy obličeje.

Ultrazvukové ošetření aktivuje buněčný metabolismus, podporuje lymfatický tok a stimuluje krevní oběh. Ultrazvukové ošetření je vhodné pro všechny typy pleti, zvláště pro kůži poškozenou, kuperózu, jizvy, pigmentové skvrny, váčky pod očima, akné a celulitidu.

Obsah balení	
2	Sondy
1	Napájecí kabel
1	Hlavní jednotka

2.2 Údržba a montáž



2.3 Technické údaje

Váha	Výška	Délka	Šířka	Hz	Watt
1,8kg	12cm	30cm	25cm	50/60	50W



3. Účel použití

3.1 Použití



Nebezpečí pro děti
Přístroj uchovávejte mimo děti.



Ohrožení života elektrickým proudem.

1. Mechanická funkce

Ultrazvuková vlna má větší účinek díky své silnější energii. Když to ovlivňuje naše tělo, stimulují se buňky těla a vytváří se drobná masáž (mikromasáž), která rozšiřuje prostor, ve kterém buňky existují. To způsobuje, že pohyb cytoplazmy, rotace mitochondrií a vibrace buněčného jádra stimulují a rozšiřují buněčnou membránu. Proto může zlepšit lokální krevní a lymfatický oběh, zvýšit penetraci mezi buňkami a zlepšit metabolismus a regeneraci tělesných buněk.

Je známo, že mechanická funkce ultrazvukové vlny může zjemnit tkáň těla, stimulovat krevní oběh a nervový systém a zlepšit metabolismus a funkci buněk. Z tohoto důvodu je účinek ultrazvukového zařízení mnohem vyšší než účinek konvenčních přístrojů.

2. Funkce zahřívání a tepelná funkce

Zahřívání je jedním z důležitých terapeutických faktorů ultrazvuku. Je to druh **vnitřního tepla**. Přibližně 79-80% se absorbuje a odvádí krví, zatímco zbývajících 18-21% tepla proniká do okolních tkání. Během kosmetické aplikace pacienti cítí velmi málo.

Každá odlišná terapeutická metoda vytváří odlišnou intenzitu tepla v tělesných tkáních.

Při použití „nepřerušovaného vlnění“ (—) se v pevném režimu generuje více tepla než v pohyblivém režimu. Během používání „přerušovaného vlnění“ (— —) bude tepelný efekt slabý. Pokud se používá „smíšené vlnění“ (— —), tepelný efekt bude mezi dvěma stavy.

Tepelná funkce ultrazvuku může obecně změnit funkci krevních cév a metabolismus. Urychlit krevní oběh, snížit nervové podráždění a relaxaci svalů.

Mechanická, zahřívací a chemická funkce ultrazvuku způsobuje, že místní tkáň je měkčí. Teplota místní tkáně se zvyšuje, stejně jako se rozšiřuje lymfa. Buňky se stimulují, zrychluje se krevní oběh, metabolismus se zlepšuje, posílí se funkce fermentu a změní se hodnota pH. To vše vede k fyziologickému účinku s terapeutickou funkcí.

B. Terapeutická a kosmetická funkce ultrazvuku

1. Terapeutická funkce zavádění účinných látek ultrazvukem

Po přidání aktivní složky se účinky ultrazvuku šíří a pronikají do tkání a zvyšují terapeutický účinek. V průběhu terapie je intenzita ultrazvuku obecně mezi 0,5 a 1,5 W/cm². Žlutou a zelenou část displeje nastavte na 10-15 minut. Úprava má následující vlastnosti:

2. Kosmetická funkce ultrazvuku

(1.) Změkčení pokožky.

Pokud jsou kapiláry v části obličeje a celkový oběh zablokovány, na obličeji se objeví červené skvrny. Když bakteriální infekce proniká přes pokožku, způsobuje také známý „červený nos“, který se obtížně léčí běžnými léky a běžnou kosmetikou. Mechanická, fyzikální a chemická funkce ultrazvukové pulzní terapie ve spojení se speciální mastí dokáže změkčit pokožku, rozšiřovat krevní cévy, urychlovat krevní oběh a podporovat metabolismus. Proto je možné normalizovat abnormální cévy znovu a odstranit „červenou skvrnu“ způsobenou bakteriální infekcí a podporovat poškozenou tkáň a obnovit ji.

(2) Odstranění jizev po ošetření akné

Pokud se se zánětlivým akné na obličeji zachází nesprávně, například nepřiměřeným (silným) stisknutím, jsou kapiláry zraněny, což vede k červeným skvrnám na pokožce. Příliš agresivní krémy, které stimulují kůži příliš silně, mohou způsobit pokles pigmentu, a tím zanechat na povrchu pokožky zbarvení.

Ultrazvuková vlna může pronikat kůží, zmírňovat prokrvení krve, zlepšovat krevní oběh a metabolismus buněk a postupně odstraňovat barevné znaky. Léčba ultrazvukem se obecně doporučuje jednou za dva dny a léčba se provádí maximálně 10krát.

3.2 Bezpečnostní pokyny



Obsluha přístrojů dětmi a osobami s omezenými schopnostmi je nebezpečná

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které ho nedokážou používat bezpečně na základě svých psychických, smyslových nebo duševních schopností nebo pro nedostatek zkušeností nebo poznatků. Nenechávejte děti bez dozoru a nedovolte jim hrát si s přístrojem.
- Udržujte děti mimo přístroj a balicí materiál!

Nebezpečí související s elektrickým proudem

- Zástrčku a napájecí kabel nikdy neponořujte do vody, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Na přístroji neprovádějte žádné opravy. Opravy nechte provádět pouze v autorizovaném servisu nebo kvalifikovanou osobou, abyste předešli riziku zranění.
- Přístroj připojujte pouze do správně nainstalované zásuvky s ochrannými kontakty, jejichž síťové napětí odpovídá technickým údajům přístroje.
- Pokud se zařízení nepoužívá, odpojte napájecí kabel.
- Ujistěte se, že je zástrčka v dobrém stavu a je zapojena přímo do zásuvky. Zásuvka je připojena. Nepoužívejte vícenásobné rozdvojky.
- Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů a po použití ho neomotávejte kolem zařízení.
- Do otvorů v přístroji nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, když spíte.
- Nepoužívejte ho venku a v prostředí, kde se používají spreje a podobné výrobky.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.

4. Řešení problémů

4.1 Likvidace

Přístroj i obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje objem odpadu a šetří životní prostředí.

Obal likvidujte separovaným způsobem. Využijte místní možnosti tříděného sběru papíru, kartonu a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem! Vaší zákonnou povinností je likvidovat použité přístroje a zařízení odděleně od domovního odpadu. Tento odpad můžete bezplatně předat na sběrném místě. Podrobnější informace Vám poskytne orgán obecní nebo městské správy.