

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Odstraňovač Čiernych Bodiek



Informácie o výrobku

Tento multifunkčný nástroj na čistenie čiernych bodiek využíva neinvazívnu vákuovú technológiu záporného tlaku. 3 rôzne odsávacie režimy sú navrhnuté pre 3 rôzne typy pokožky, ktoré dokážu hlboko absorbovať čierne bodky, prebytočný olej, akné a nečistoty na pokožke. Aby vyhovel rôznym potrebám používania, je vybavený 6 rôznymi nastavcami. Vyčistí pokožku vo všetkých smeroch a jemne zdvihne pokožku, takže zmenší póry, zlepší sekrécie kožného oleja, čím sa zvýši elasticita pokožky, a pokožka bude čistejšia a hladšia.

Vlastnosti :

- 1.3 Režimy odsávania:** Podľa rôznych typov pokožky, vhodne navrhnuté odsávacie režimy pre suchú pokožku, mastnú pokožku a zmiešanú pokožku.
- 2. 6 Funkčných sacích nastavcov:** S cieľom splniť rôzne potreby odsávania čiernych bodiek, čistenia pórov a mikrodermabrázie, je špeciálne vybavený 6 nastavcami s rôznymi funkciami.
- 3. LED displej s vysokým rozlíšením:** Humanizovaný LED displej s vysokým rozlíšením okamžite zobrazuje pracovný stav produktu, čím vám pomáha výrobok ľahko používať.
- 4. Vysoko kapacitné polymérové batérie:** Vybavený vysokokapacitnými 380mA polymérovými batériami a USB káblom na nabíjanie. Prevádzka pri úplnom nabití je 90 minút.
- 5. Nízky hluk:** Maximálna úroveň odsávania pri práci produkuje najviac 30 decibelov spánkového štandardu odporúčaného Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO).

Vhodný pre všetky typy pokožky

Odsávací nastavtec

LED displej

Olejová/Normálna/Suchá

Tlačidlo vypnutia

Tlačidlo Režim

Nabíjací port





Oválny nadstavec

Používa sa na redukciu vrások a zvýšenie elasticity pokožky



Okrúhly mini nadstavec

Vhodné pre citlivú pokožku a pokožku s menším počtom čiernych bodiek



Okrúhly nadstavec

Vhodné pre všetky druhy kože



Malý okrúhly nadstavec

Vhodné pre citlivú pokožku a slabé časti pokožky



Stredný okrúhly nadstavec

Používa sa na mastnú pleť, odsáva čierne bodky a akné



Veľký okrúhly nadstavec

Používa sa na odsávanie čiernych bodiek a dvíha pokožku

Návod na použitie

- 1. Nabíjanie:** Uistite sa, aby sa zariadenie pred použitím nabíjalo 6 hodín.
(červené svetlo označuje nabíjanie, zelené svetlo označuje úplne nabité)
- 2. Čistenie:** Uistite sa, aby pri použití tohto odstraňovača čiernych bodiek bola pokožka vyčistená a stále suchá.
- 3. Pred použitím:** Použite horúci uterák a umiestnite ho na tvár na 3-5 minút, aby ste otvorili póry kože. Môžete tiež použiť naparovač tváre alebo použiť odstraňovač čiernych bodiek ihneď po okúpaní.
- 4. Použitie:** Podľa typu vašej pokožky vyberte príslušnú sondu a nainštalujte ju. Stlačte tlačidlo napájania a vyberte úroveň výkonu (olejovitá / normálna / suchá) sacej sily. Používajte zametacím pohybom 1-2 sekundy.
- 5. Po použití:** Po použití si ihneď umyte tvár studenou vodou. Po umytí tváre si na tvár môžete priložiť studený balík alebo potrieť tvár kockou ľadu, aby ste stiahli póry.
- 6. Vyčistite sondu:** Sondu po použití zakaždým riadne vyčistite, aby sa dezinfikovala a aby ste predišli zablokovaniu filtra. Sondu môžete čistiť so 70 alebo menej % alkoholu alebo umyť mydlom a mokrou handričkou na umývanie.

Všimnite si, prosím:

*Tento výrobok nemusí byť vhodný pre tenké, citlivé alebo rozšírené žilky pokožky, pred prvým použitím ho vyskúšajte na predlaktí. Ak ste alergický alebo citlivý na vákuovú technológiu, nepoužívajte ho.

Pri používaní výrobku, pohybujte sacím nastavcom v kruhovom alebo lineárnom smere pomaly po pokožke, a uistite sa, že nie je viac ako 2 sekundy na každej oblasti pokožky. Ináč môže ublížiť vašej pokožke, ktorá ofialovie (najmä citlivá pokožka), pretože sací výkon je silný.

Často kladené otázky

Otázka 1: Môžem používať prístroj počas nabíjania?

Odpoveď: Nie, prístroj prosím nepoužívajte počas nabíjania. Je to bezpečnostné opatrenie.

Otázka 2: Prečo mám pocit, že je moja tvár spálená alebo ošľahaná vetrom?

Odpoveď: Toto zariadenie môže spôsobiť začervenanie a pocit ako ošľahanie vetrom, ale po niekoľkých minútach pominie. Nebojte sa, toto je normálna situácia. Umyte si tvár studenou vodou a aplikujte esenciu a hydratačný prípravok. Môžete tiež pokračovať s trením kocky ľadu po celej tvári, aby ste uzavreli póry a upokojili pokožku.

Ak sa vyskytnú podliatiny alebo dlhotrvajúce začervenanie, potom to bude preto, že udržiavate vákuovú sondu príliš dlho na jednom mieste, pozrite si správny postup a uistite sa, že nezostanete viac ako 2 sekundy na jednom mieste pre každú oblasť pleti.

Otázka 3: Môžem používať prístroj keď je pokožka vlhká?

Odpoveď: Prístroj prosím nepoužívajte na vlhkú pokožku. Pretože vlhká pokožka netvorí vákuové prostredie s odstraňovačom, bude mať vplyv na výsledný efekt. Taktiež všetky elektrické zariadenia sa odporúča používať v suchom prostredí.

Otázka 4: Môžem použiť zariadenie a gél pre odstraňovač čiernych bodiek a sadu nástrojov spolu?

Odpoveď: Áno, pred použitím produktu použijete horúci napařovač alebo horúci uterák alebo krém/gél pre odstraňovač čiernych bodiek na pokožku na 5 minút, aby ste úplne otvorili póry. Pre niektoré ťažko odstrániteľné čierne bodky odporúčame používať krém/gél pre odstraňovač čiernych bodiek spolu so sadou nástrojov pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

Parametre výrobku

Názov výrobku	Odstraňovač čiernych bodiek	Pracovné napätie	5V
Intenzita odsávania	5-62 KPa	Nabijacie napätie	5V
Doba použitia (Plne nabitý)	Doba použitia (Plne nabitý)	Prikon	2,5W.
Certifikácia	CE & ROHS	Menovité napätie	3,7V
Typ batérie	Polymérová batéria	Kapacita batérie	380 mA

Príslušenstvo v balení

1



Odstraňovač čiernych bodiek

2



Odsávacie nadstavce*6

3



USB Kábel

4



Používateľská príručka



Oily Normal Dry

