

Inteligentní masážní přístroj na dýchání s přisávkami (kombinovaná nádoba)

Návod k použití



Před použitím si pečlivě přečtěte návod na použití, . Tento produkt nemůže nahradit lékařské přístroje ani léky.

Představení produktu

Tento produkt integruje inteligentní respirační baňkování, horký obklad s červeným světlem, uvolnění tlaku jedním kliknutím a funkce údržby baňkování do jednoho zařízení. Díky inteligentnímu monitorování tlaku uvnitř nádoby se vakuumy tlak upravuje v reálném čase, aby bylo dosaženo dynamického respiračního baňkování.



Model s červeným a modrým světlem (DS-A56 / SXT-10345-05)



Klasická aktualizace s modelem nádrže (DS-A55)

Parametry produktu

Produkt	Klasická aktualizace s rezervní nádrží	Zařízení s červeným a modrým světlem
Model	DS-A55	DS-A56 (SXT-10345-05)
Produkt	145 mm*100 mm*45 mm	145 mm*100 mm*45 mm
Jmenovité napětí	3,7	3,7
Jmenovitý výkon:	2,6	2,6
Intenzita odsávání	-60~0 kPa	-60~0 kPa
Výkonové normy	GB4706.1-2005	GB4706.10-2008

Návod k použití

Příprava před použitím

- Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny. Osoby, které nesplňují podmínky použití, nesmějí tento produkt používat.
- Pro čištění a zvihčení pokožky doporučujeme použít vlnký ručník nebo sprej, aby se zvýšil komfort uživatele.
- Utáhněte a nainstalujte průhledné tělo nádrže (před a po použití zařízení nastavte do Otevřete vlnkým hadříkem atd.).
- Zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a nepoškozené.



Ovládací panel

Tlačítko napájení/režimu

- Stisknete a podržte tlačítko po dobu 1,5 sekundy, aby se zařízení zapnulo, a na LCD displeji se zobrazí 20minutový odpočít. Spodní červená kontrolka se rozsvítí a rozsvítí se také indikátor baterie (toto zařízení má 20minutový časovač a po 20 minutách se automaticky vypne).
- Stisknete a podržte tlačítko po dobu 1,5 sekundy, aby se vypnul LCD displej a spodní červená kontrolka.
- Po zapnutí stisknete krátce pro přepnutí mezi režimy. Toto zařízení má dva režimy. režim hlubokého vakuumání (na displeji se zobrazí -) a režim uklidňujícího dýchání (na displeji se zobrazí -).
- Výchozí režim hlubokého vakuumového sání je aktivován a vakuumový režim a červená kontrolka se automaticky zapnou.

Tlačítko intenzity sání

- Po zapnutí je výchozí nastavení úroveň 3.
- Krátkým stisknutím nastavte intenzitu sání a provoz v cyklickém režimu 0-12-0.
- Každým krátkým stisknutím se přídá jedna úroveň a odpovídající úroveň intenzity se zobrazí na LCD displeji. Po jedné sekundě se opět zobrazí odpočítávání.
- Když intenzita dosáhne nejvyšší úrovně, stiskněte znovu krátce, abyste se vrátili na úroveň 0 a vypnete funkci vakua.
- Při prvním použití doporučujeme začít na první úrovni nebo počkat, až si pokožka zvykne.

Červené tlačítko

- Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete červenou kontrolku.
- Když je tato funkce zapnutá, je ve výchozím nastavení aktivní. Na displeji se zobrazí 1 a svítí spodní červená kontrolka.
- Krátkým stisknutím tohoto tlačítka červené světlo vypnete, na displeji se zobrazí 0 a spodní červené světlo zhasne.
- Tlačítko pro pozastavení/uvolnění jedním kliknutím**
 - Během používání lze toto tlačítko použít k pozastavení provozu nebo uvolnění tlaku a sejmutí nádrže.
 - Krátkým stisknutím zařízení pozastavíte a přepnete do pohotovostního režimu. Dalším krátkým stisknutím pozastavíte adsorpční funkci v kanystrech a uvolníte tlak, což usnadní vyjmutí kanystru.
 - Po uvolnění tlaku stisknete znovu krátce, aby se zařízení vrátilo do vakuumového stavu.

Poznámka: 1. Při používání tohoto zařízení s tekutými periferními produkty, jako jsou

éterické oleje, se ujistěte, že jsou éterické oleje rovnoměrně naneseny na povrch kůže a že nejsou vidět žádné tekuté částice.

Poté umístíte zařízení na požadované místo pro použití.

- Toto zařízení je pečlivě navrženo s filtračním zařízením, které během používání produktu odflinuje většinu zrnité nebo tekuté nečistoty, aby byla chráněna vnitřní čistota a prodloužena životnost produktu. Pravidelně kontrolujte a vyměňujte filtrační vatu podle frekvence osobního používání.



Odsroubujte průhledné tělo nádoby

Po výměně přiložené filtrační vaty

Vratte a nainstalujte průhledné tělo nádoby.

Varování: Při použití odpovídající nádrže není možné uvolnit tlak pomocí tlačítka pauza/uvolnění na hlavním zařízení. Místo toho je třeba vytáhnout bezpečnostní ventil na odpovídající nádrži, aby se uvolnil tlak.

1. Hlavní kroky obsluhy nádrže

- Vyberte masážní zařízení, zkontrolujte ho a otevřete do sucha. Vyberte akupunktúrní body a očistěte pokožku podle potřeby pro masáž. Zvolte pohodlnou polohu (včetně sezení, ležení na zádech, na boku nebo na břiše).
- Stiskněte tlačítko napájení/režimu na 1,5 sekundy, aby se zařízení zapnulo, a pomocí tlačítka pro nastavení sacího výkonu vyberte vhodnou úroveň.
- Pokud potřebujete terapii červeným světlem, můžete ji nastavit pomocí tlačítka terapie červeným světlem.
- Po dokončení masáže uvolníte tlak pomocí tlačítka pauza/uvolnění, sejmete masážní nástroj a vypnete přístroj podržením tlačítka napájení/režimu.
- 2. Postup pro náhradní nádrž pro klasickou výplenu verzi a odpovídající nádrž**
 - Odstaňte masážní zařízení, zkontrolujte ho a otevřete do sucha. Vyberte akupunktúrní body podle potřeb masáže a očistěte pokožku. Zvolte pohodlnou polohu (včetně sezení, ležení na zádech, na boku a na břiše).
 - Připevněte konverzní nádržku k hlavnímu zařízení a poté vložte střed odpovídající nádrže do konverzní nádržky tak, aby tělo nádržky a konverzní nádržka byly smontovány na hlavním zařízení (jak je znázorněno na obrázku 1).
 - Stiskněte tlačítko napájení na 1,5 sekundy, zapněte zařízení a pomocí tlačítka intenzity sání nastavte polohu 12 (na LCD displeji se zobrazí 12).
 - Vyrovnáte střed masážního přístroje s vybraným masážním akupunktúrním bodem, jemně přitlačíte střední silou, krátce stiskněte tlačítko napájení/režimu pro výběr režimu hlubokého vakuumového sání, přisajte kůži na 10 sekund a jemně uvolníte napětí na kůži, vytáhněte zařízení přímo nahoru (jak je znázorněno na obrázku 2), aby se oddělilo, a udržte tělo zařízení na povrchu lidského těla.
 - Po dokončení masáže zatlačte za ventil pro uvolnění tlaku na těle baňky, abyste ji odstranili (jak je znázorněno na obrázku 3), a stisknete a podržte tlačítko napájení/režimu, aby se zařízení vyplo.
- 3. Postup při ozaření červeným a modrým světlem pro udržení odpovídajícího baňky pro bankovní účely**
 - Vyberte masážní přístroj, zkontrolujte jej a otevřete do sucha. Vyberte akupunktúrní body a očistěte pokožku podle potřeby pro masáž. Zvolte pohodlnou polohu (včetně sezení, ležení na zádech, na boku nebo na břiše).
 - Zašroubujte konverzní nádržku do hlavního zařízení a poté vložte střed odpovídající nádrže do konverzní nádržky tak, aby tělo nádržky a konverzní nádržka byly smontovány na hlavním zařízení (jak je znázorněno na obrázku 4).
 - Stiskněte tlačítko napájení na 1,5 sekundy, zapněte zařízení a pomocí tlačítka intenzity sání nastavte polohu 12 (na LCD displeji se zobrazí 12).
 - Vyrovnáte střed masážního přístroje s vybraným masážním akupunktúrním bodem, jemně přitlačíte střední silou, krátce stiskněte tlačítko napájení/režimu pro výběr režimu hlubokého vakuumového sání, přisajte kůži na 10 sekund a jemně uvolníte napětí na kůži, vytáhněte zařízení přímo nahoru (jak je znázorněno na obrázku 5), aby se oddělilo, a udržte tělo zařízení na povrchu lidského těla.
 - Krátce stiskněte červené a modré spínače světla na těle baňky, aby se aktivovala funkce záření červeným a modrým světlem, která pracuje v režimech záření červeným světlem, záření modrým světlem, záření červeným a modrým světlem a vypnutí záření.
 - Po dokončení masáže vytáhněte ventil pro uvolnění tlaku na těle nádoby, abyste ji odstranili (jak je znázorněno na obrázku 6), a vypnete zařízení stisknutím a podržením tlačítka napájení/režimu.
 - Způsob výměny filtrační vaty v příslušné nádrži je stejný jako v hlavním zařízení (viz obrázek 7).



Pokyny k nabíjení

- Připojte nabíjecí kabel typu C k zásuvce adaptéru a druhý konec připojte k nabíjecímu rozhraní produktu, aby se spustilo nabíjení. Typ adaptéru: 5 V = 2 A.
- Během nabíjení udržte nabíjecí port typu C v suchu a čistotě. Doba nabíjení se může mírně lišit v závislosti na podmínkách prostředí, rozhodující je skutečná doba. Nepřekračujte dobu nabíjení 8 hodin.
- Během nabíjení hostitelského zařízení bliká kontrolka baterie a po úplném nabíjení zhasne.
- Červená kontrolka svítí vždy při nabíjení kombinace červené a modré kazety a zhasne, když je baterie plně nabitá. 5. Produkt se nabíjí a nelze jej zapnout pro použití.

Bezpečnostní opatření

⚠ Nebezpečné (Související obsah: Nesprávné použití může způsobit vážné zranění)

- Nepoužívejte současně následující elektronické zdravotnické prostředky, protože to může způsobit poruchu nebo poškození zdravotnického prostředku, což může vážně ohrozit život

- Implantovatelné lékařské elektronické přístroje, jako jsou kardiostimulátory;
- umělé srdce a plíce a další elektronická lékařská zařízení zachraňující život;
- Lékařské elektronické přístroje, jako jsou elektrokardiografy;
- Ostatní pacienti s implantovanými zdravotnickými zařízeními.

- Abyste předešli nehodám nebo nepříjemným pocitům, nepoužívejte zařízení v následujících situacích.

- Těhotné ženy, ženy během menstruace, pacienti s poškozenou kůží, pacienti s křečovými žilami na těle a pacienti užívající léky.
- Je zakázáno používat u pacientů s infekčními chorobami, citlivou pokožkou, pacientů po operaci, pacientů s vysokou horečkou nebo pacientů s vážnými onemocněními.
- Nepoužívejte na vysoce alergickou pokožku s otoky, vředy, karbunky nebo nevysvětlitelnými boleními na povrchu těla, ani v případě akutního onemocnění.
- Vytrnutí, bolestivá místa, rány a traumatické zlomeniny, které se nezahojily, jsou zakázány. Jizvy, zhoubné nádory, lokální křečové žíly, velké krevní cévy na povrchu těla a lokální kůže ze špatnou elasticitou – použití také zakázáno.
- Pacienti se srdečními, mozkovými a krevními tlakem.
- Těžká neurotik, křeče, spasmus a manická agitace.

- Stavy s tendencí ke krvácení, jako je trombocytopenie, leukémie, hemofilie, alergická purpura a jiné poruchy krvácení.
- V blízkosti srdce, obličeje, intimních partií nebo velkých cév na povrchu těla.
- U pacientů s poruchami vnímání kůže nebo kožními abnormalitami.
- Pacienti podstupující lékařské ošetření nebo pocítující fyzickou nevolnost.
- Osoby, které jsou nadměrně unavené, intoxikované nebo zůstávají dlouho vzhůru (rovněž zakázáno 2 hodiny před jídlem a po jídle).
- Pacienti s kožní alergií na kovy a červené světlo.
- Výrobek má vyřívání povrch, je necitlivý na teplo, děti, které nemohou svobodně vyjádřit své přání nebo se o sebe postarat.

⚠ Upozornění (Související obsah: Nesprávné použití může způsobit vážné zranění)

- Tento výrobek používejte správně podle návodu k použití.
- Při používání produktu musí být průhledné tělo v kontaktu s pokožkou, aby se zabránilo kontaktu s ranami a jizvami.
- Dlouhodobé používání stejné části tohoto produktu může způsobit popáleniny nízkou teplotou nebo podráždění kůže. Věnujte prosím pozornost pozorování a používání.
- Pokud se během používání nebo po něm necítíte dobře, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Doporučujeme použití pouze jedním uživatelem. Při použití více uživatelů před použitím vypněte a vyčistěte průhlednou nádržku.
- Nepoužívejte průhledné nádoby s prasklinami nebo poškozením.
- Po použití tohoto produktu se může objevit zarudnutí nebo ekchymóza, což je normální a obvykle do 2 dnů (v závislosti na typu pokožky každého člověka) samo odezní.
- Při delším používání produktu se povrch zahřeje, což je normální.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality, produkt okamžitě odstraňte.
- Tento produkt nepoužívejte při řízení.
- USB nabíjecí kabel nepřipojujte ani neodpojujte mokřými rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo nehodě.
- Tento produkt obsahuje lithiové baterie. Rozebírejte, neupravujte, neponořujte do vody ani nevhadzujte do ohně, aby nedošlo k poškození produktu a výbuchu.
- Pokud se po použití rozšíří krevní cévy na povrchu kůže, doporučujeme před koupáním odpočívat 45 minut.
- Tento produkt nemůže nahradit lékařské přístroje ani léky.

- Při prvním použití zvolte malé banky, aby se snížilo podráždění.

Čištění a údržba

Pro prodloužení životnosti zařízení dodržujte bezpečnostní a údržbové pokyny:

- K otevření těla použijte suchý nečekaný hadřík. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou čistící prostředky na bázi kyselin, alkohol, ředidla, benzín, odslakovací na nehty atd.
- Po každém použití přeci čistěním vlnkým hadříkem vypněte napájení.
- Tento výrobek skladujte na bezpečném a suchém místě.
- Tento výrobek nepoužívejte, pokud je vlnký.
- K čištění nepoužívejte tvrdý kartáč ani nerezovou kulčku, aby nedošlo k poškození povrchu.
- K opláchnutí zařízení nepoužívejte tekutiny, jako je voda, protože by mohlo dojít k přímému vdechnutí.
- Pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte, pravidelně jej nabíjejte, aby byla zajištěna jeho správná funkce.

Tento produkt nepoužívejte ani neskládajte na následujících místech:

Místa náchylná k vibracím a nárazům; Místa vystavená přímému slunečnímu záření; Horká a vlhká místa; Místa s vodou; Silná elektromagnetická pole; V blízkosti ohňostrojí; Místa přístupná dětem atd.

Analýza poruch a odstraňování problémů

Vyskyt poruchy	Diagnostika a řešení problémů
Nežse zapnout	1. Chcete-li zařízení spustit, stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než 1,5 sekundy. 2. Zařízení nabíje a zkuste to znovu.
Nežse nabíjet	1. Vyměňte adaptér za standardní zásuvku a zkuste to znovu. 2. Odpojte a znovu připojte nabíjecí hlavici a zkontrolujte, zda je správně zasunuta. 3. Zkontrolujte, zda nejsou nabíjecí hlava a nabíjecí port znečištěné nebo zanesené, a v případě potřeby je vyčistěte. 4. Vyměňte adaptér nebo nabíjecí kabel.
Slabé sání	1. Sejměte te průhlednou nádržku a znovu ji utáhněte. 2. Zkontrolujte, zda nejsou upané sací a výfukové otvory. 3. Zkontrolujte, zda není třeba vyměnit filtrační vatu.

⚠ Pokud problém nelze vyřešit, nerozebírejte zařízení bez povolení.

- Dobrá rada:
- Při prvním použití věnujte pozornost postupnému nastavení, abyste našli režim a intenzitu, které vám vyhovují.
 - V režimu hlubokého vakua, když sání dosáhne určité úrovně, stiskněte vždy tlačítko pro uvolnění a pozastavení, aby se zastavil provoz, nebo uvolníte tlak, aby nedošlo k nepříjemným pocitům na pokožce.

Způsoby likvidace dobíjecích baterií

- Vestavěná dobíjecí lithiová baterie v tomto produktu obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Při likvidaci tohoto produktu jej nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Baterii je třeba vyjmout.
- Před demontáží tohoto produktu a vyjmutím lithiové baterie se ujistěte, že jste vypnuli nebo odpojili napájení.
- Chcete-li vyjmout lithiovou baterii, pátě západku na krytu produktu, otevřete kryt produktu a vyjměte lithiovou baterii.
- Vyjmuté lithiové baterie je třeba bezpečně zlikvidovat a odezdat v recyklačním centru určeném vládou, což je prospěšné pro ochranu životního prostředí.

Zvláštní upozornění: Baterii vyjměte pouze při likvidaci tohoto produktu. Před vyjmutím se ujistěte, že baterie je zcela vybitá. Baterii smí vyjmout pouze kvalifikovaný personál.