



NEOX Flex

Návod k použití



LED SVĚTELNÁ TERAPIE

Technické parametry

Výkon LED	54 W
Příkon	24 W
Rozměry	Ø120 × 120 mm
Napájení	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Vyzařovací úhel	60°
Materiál těla	hliník

Zcela tichý provoz

Určená do standardní objímky typu E27/E26

9 LED diod 660 nm – červené světlo

9 LED diod 850 nm – blízké infračervené světlo (svítí slabě, je to normální)

Obsah balení:

LED žárovka

Držák žárovky

Ochranné brýle

Návod k použití



Jak to funguje?

•Červené světlo 660 nm

1. Optimalizováno pro vstřebání v povrchových vrstvách pokožky
2. Podporuje přirozenou obnovu pokožky
3. Přispívá k lepší kondici a svěžejšímu vzhledu pokožky

• Blízké infračervené světlo 850 nm

1. Proniká hlouběji do svalů a tkání
2. Přispívá k pocitu uvolnění
3. Podporuje regeneraci svalů

Jak ji nainstalovat?

1. Žárovku našroubujte do objímky.
2. Po nasazení dotáhněte šrouby na obou stranách objímky, aby se žárovka neviklala.
3. Upozornění: objímku lze otáčet o 360° a sklápět o 120° nahoru a dolů.
4. Nasměrujte světlo na oblast, kterou chcete ošetřit.
5. Zapněte světlo a užijte si příjemné hřejivé světlo.

Tipy na používání:

- 1) Vzdálenost: aplikujte ze vzdálenosti 15 – 50 cm (tak, aby to bylo příjemné)
- 2) Délka aplikace: 5 – 30 minut podle vzdálenosti.

*Nedoporučujeme používat světlo déle než 30 minut.

Teplota těla žárovky během provozu:

Čas provozu	Teplota těla žárovky	Poznámka
10 minut	42 °C	Teplota prostředí: 25 °C
20 minut	49 °C	
30 minut	51 °C	

*Během provozu se žárovky nedotýkejte. Hrozí popálení!

UPOZORNĚNÍ

- Žárovka je určena pouze pro použití v interiéru a není vodotěsná.
- Blízké infračervené světlo je pro lidské oko téměř neviditelné, proto při zapnutí svítí intenzivně jen polovina diod. Je to normální stav.
- Během provozu a krátce po vypnutí se nedotýkejte povrchu žárovky – hrozí popálení.
- Nedívejte se přímo do světla a vždy používejte přiložené ochranné brýle.
- Pokud vám používání není příjemné, přestaňte žárovku používat a poraďte se s lékařem.
- Jde o kosmetický a wellness přístroj, nikoli o zdravotnický prostředek. Nenahrazuje lékařskou péči.



Dovozce: iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, Dunajská Streda 92901, Slovensko, www.fabulo.cz

