

## NÁVOD NA OBSLUHU

prepravného vozíka



CE

HABYS Sp. z o.o.  
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL  
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl

[www.habys.pl](http://www.habys.pl)

## I. Použitie

Prepravný vozík slúži na prepravu skladacieho masážneho stola. Veľké kolesá umožňujú pohodlnú prepravu stola. Odporúča sa najmä pre masérov, ktorí poskytujú služby u klienta doma.

## II. Konštrukcia

1. Hliníková konštrukcia.
2. Koženková tkanina podpierajúca stôl počas prepravy.
3. Nosná páska.
4. Kolesá

## III. Obsluha

1. Otvorte prepravný vozík.
2. Umiestnite stôl na prepravný vozík (obr. 2).
3. Nastavte nosnú pásku v závislosti od veľkosti stola.
4. Prepravujte stôl držiak za rukoväť pokrytú penou (5).

## IV. Odporúčania

1. Prepravný vozík používajte v súlade s návodom na obsluhu.
2. Prečítajte si a dodržiavajte záručné podmienky.

## V. Technické údaje

Prepravný vozík	
Výška	110 cm
Šírka	31 cm
Koženková tkanina podpierajúca stôl zospodu:	
Dĺžka	68 cm
Šírka	25 cm
Koženková tkanina podpierajúca stôl zo strany:	
Dĺžka	23 cm
Šírka	31 cm

Dátum vydania návodu: august 2020



Poz. 1



Poz. 2